

IKA

designed for scientists

CN



精确移液 | IKA PETTE fix and vario

IKA PETTE 固定量程及可调量程移液器

/// 固定量程及可调量程的液位处理产品

IKA 单通道固定量程和可调量程移液器具备人体工程学设计及精准可靠的特性, 使得其可以满足现代实验室多样化的应用需求。颜色标识量程范围, 易于快速选择合适的移液器。抗冲击、耐 UV 及化学腐蚀性、圆锥吸嘴, 使得其可以长期稳定的完成移液工作。IKA PETTE 固定量程及可调量程移液器可以整支高压灭菌, 使其消毒更容易。这些性能确保无故障、精准、安全的操作。





人体工程学设计

IKA 移液器标配两种不同形状及材质的可更换握把, 从而保证它们刚好放置在掌心。最小的摩擦力及弹簧力可以毫不费力的移液, 符合人体工程学操作。

多功能旋钮可以实现单手调节移液容量, 另外, 不管手的位置如何, 都可以轻松退去枪头, 并且移液量程可以安全锁定, 避免误操作。

结构坚固

设计简约而极功能性, 圆锥吸头和活塞涂有高质量的类金刚石薄膜 (DLC), 保证了移液器长期可靠的移液工作。

合格证书

随机提供品质合格证书 (QC) 及符合 ISO 8655 要求的校准证书。



显示界面大

显示界面大，易于读取设定容量值。显示界面底部设计，即使在移液过程中，也无需移动手的位置便可读取设定值。



用户友好型校准

用户友好的 IKA 移液器校准软件可以完成移液器校准检验的计划、实施及数据记录。

易维护及调节

简单几步即可实现活塞和密封圈的拆卸及清洁。如需调节移液器，无需额外的工具即可完成。



PETTE 固定量程及可调量程移液器

固定量程	订货号	适配吸头最大体积
5 μl	0020011219	10 μl
10 μl	0020011220	10 μl
20 μl	0020011221	200 μl
25 μl	0020011222	200 μl
50 μl	0020011223	200 μl
100 μl	0020011224	200 μl
200 μl	0020011225	200 μl
250 μl	0020011226	1,000 μl
500 μl	0020011227	1,000 μl
1,000 μl	0020011228	1,000 μl

可调量程	订货号	适配吸头最大体积
0.1 – 2 μl	0020011210	10 μl
0.5 – 10 μl	0020011211	10 μl
2 – 20 μl	0020011213	200 μl
10 – 100 μl	0020011214	200 μl
20 – 200 μl	0020011215	200 μl
100 – 1,000 μl	0020011216	1,000 μl
0.5 – 5 ml	0020011217	5 ml
1 – 10 ml	0020011218	10 ml



配套产品

以下 IKA 产品可以更好的配套 PETTE 固定量程和可调量程移液器使用:



ElectraSyn 2.0 Package
电化学合成套装
订货号 0020008980



Matrix Orbital
恒温摇床
订货号 0030000627




G-L
离心机
订货号 0030000774

PETTE 固定量程及可调量程移液器配件信息



LINEA 移液器支架

便于移液器的频繁使用。
订货号: 0020018987



移液器吸头

IKA 移液器吸头包括带滤芯吸头和普通吸头两种类型。它们可以提供更准确的分液效果和更高的可重复性。IKA 可提供 0.1 ul - 10 ml 不同规格的吸头。
订货号 5 ml: 0020017830



移液器校准软件

IKA 提供用户友好的移液器校准软件, 用于完成移液器校准检验的计划、实施和数据记录。
订货号: 0020022141

更多配件信息
请登录
www.ika.com

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue