



## 流式细胞管(5ml, 透明, 无菌)

### 一、产品信息

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
JX350525-1	流式细胞管(5ml, 透明, 无菌)	25 个/袋	30.00 元
JX350525-20	流式细胞管(5ml, 透明, 无菌)	25 个/袋, 20 袋/箱	248.00 元

### 二、产品描述

晶欣生产的流式细胞管(5ml, 透明, 无菌) (Flow Tube, 5ml, Clear, Sterile), 又称流式管、流式细胞用管、流式上样管、流式专用上样管、塑料摇菌管、圆底试管、圆底管等, 是晶欣的高品质耗材系列产品。本流式细胞管适用于需要 5ml 流式细胞管的流式细胞仪, 如 BD 的流式细胞仪, 主要用于流式检测、分选, 也可用于溶液或样品稀释和储存, 或作为摇菌管用于细菌培养等。本产品可以替代 BD Falcon® Round Bottom Polystyrene Tubes 的 5ml 系列产品。本流式细胞管的主要特点如下:

1. 本流式细胞管管体为高品质聚苯乙烯(Polystyrene, PS)材质, 圆底设计, 直径为 12mm, 高度为 75mm, 最大体积约为 5ml, 高透明度, 便于观察。
2. 本流式细胞管管体厚度均一, 加厚设计, 坚固耐用, 最大相对离心力(Relative centrifugal force, RCF)约为 1,400×g。
3. 本流式细胞管管体为透明、无刻度。无刻度区域可用于书写标记, 便于用户控制、记录或标记样品。
4. 本流式细胞管管盖为高品质高密度聚乙烯(High Density Polyethylene, HDPE)材质, 双位置锁扣帽设计, 盖到一半为透气, 盖到底为密闭, 可轻松切换透气和全封闭状态, 独特的结构设计可实现有效密封, 防止样本损失。
5. 本流式细胞管为全自动生产系统生产, 确保品质均一。
6. 本流式细胞管经伽马射线辐照灭菌, 非独立包装, 25 个/袋, 自封袋包装。不含 RNase 和 DNase、确保无菌、无热原, 使用安全方便。

### 三、保存条件:

室温保存, 三年有效。

### 四、注意事项:

本流式细胞管规格为 5ml, 加入样品体积不可超过流式细胞管容积的 2/3。

在流式细胞术检测前调整本产品的位置, 切勿使吸液针头接触流式细胞管底部。检测开始后, 请勿移动本流式细胞管。本产品为一次性使用耗材, 请勿重复使用。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

官方网址: <http://www.genesion.com.cn>  
订货热线: 4006169114、020-84224925  
Email:whiga22@126.com

