

## 四板转印电泳槽ZY04 说明书



适用于快速、高质量地对小型凝胶进行印迹转移，适用于蛋白质样品的转移电泳，转印槽可容纳4个凝胶支架转印夹。

### 技术规格

转移面积：100×75 mm

### 产品特点

- ◇ 槽体采用高强度高透明度聚碳酸酯材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程
- ◇ 同时转印4块75mm×100mm凝胶
- ◇ 电极丝相距5.5cm，近相距的电极以产生强电场保证高效的蛋白转印
- ◇ 99.99%高纯铂金电极丝，导电性能及抗腐蚀能力更佳
- ◇ 专用开启式转移胶架，操作简便，中心凹陷夹板设计，使胶与膜更贴合
- ◇ 红黑的颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程凝胶的方向正确
- ◇ 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启
- ◇ 专用槽内蓝冰盒，专用制冷剂提前冷冻制冷，快速吸收转印过程中产生的热量，工作时置于槽内，反复使用方便环保，
- ◇ 可与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖子兼容

### 配置清单

序号	名称	单位	数量
1	转印槽(主体)	个	1
2	转印槽(上盖)	个	1
3	电泳导线	副	1
4	电转印模块(转移内芯)	个	1
5	凝胶支架三明治转印夹	个	4
6	滤纸	盒	1
7	转印海绵垫	个	8
8	冷却装置(蓝冰盒)	个	2

官方网址：[www.genesion.com.cn](http://www.genesion.com.cn)

公司邮箱：[GenXion@vip.qq.com](mailto:GenXion@vip.qq.com)

订货热线：4006-169-114、020-84224925

