

## DEPC 水 (DNase/RNase free ddH2O)

### 产品信息

产品编号	产品名称	包装
JX007	DEPC 水(DNase/RNase free ddH2O)	500mL

### 产品简介:

本公司提供的 DEPC 水（即 DEPC-treated Water）是用 DEPC (diethylpyrocarbonate, 焦碳酸二乙酯) 处理过并经高温高压灭菌的超纯水。经检测不含 RNase、DNase 和 Proteinase。

本产品可用于 RNA 沉淀的溶解, 含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等, 以及其它各种要求无 RNase、DNase 和 Proteinase 的反应体系。可用于 cDNA 合成、体外转录、RNA 提取等对核酸酶敏感分子生物学试验。

DEPC 水不同于 DEPC, 是使用 DEPC 处理过的水, 再经高温高压灭菌后 DEPC 分解成二氧化碳和酒精, 因此 DEPC 水基本上不含 DEPC, 99.99%以上是水。如需购买用于去除 RNA 酶的 DEPC 原液, 可以选购 DEPC 原液。

**保存条件:** 室温保存, 一年有效。

### 注意事项:

- 1) 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后使用。
- 2) 手上通常有 RNase, 必须戴一次性手套操作, 以防 RNase 污染。
- 3) 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品, 化妆品及药品, 不得存放于普通住宅内。
- 4) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴口罩操作。

官方网址: [www.genesion.com.cn](http://www.genesion.com.cn)

公司邮箱: [GenXion@vip.qq.com](mailto:GenXion@vip.qq.com)

订货热线: 4006-169-114、020-84224925

