



本企业通过高新技术企业认证. ISO9001: 2008 国际质量体系认证

2022. 03. 01 执行

产品价目表

满足各经销商市场需求, 老型号和新型号都可推荐注意: 请不要在网站上标低价! 可以标出厂价! 谢谢配合!

名称	型号	容量(使用范围)	主要配置和性能		单价(元/台)
智能控制旋转蒸发仪系列	VRT-10	25ml-1000ml	配置: 主机包含水浴锅各 1 台; 出厂玻璃配置: 立式球磨口三层冷凝管 1 支, 29#/42 加厚旋玻璃转轴 1 根, 试料瓶: 29#茄形瓶 1L*1 个, 50ml (29/29 口) 缓冲瓶*1 个, 回收瓶: S35 球磨口收; 透明防护罩 1 个。	7 寸大屏幕彩色触摸屏控制器, 多参数直观数字显示, 转速数显 0-310 转/分, 具有定时正反转功能. 可间歇性左右旋转; 可内置四十几种实验数据, 快速开始蒸馏过程, PID 控制, 定时功能, 超温断电预警功能, 温度异常旋转瓶与水浴锅自动分离停机功能; 可带 UBS 接口, 内置真空控制系统: 真空控制范围: 0~-0.1Mpa (0~1013mbar); 精度±1, 可任意控制真空度; 全封闭加热锅: 水油两用浴锅温度室温-210℃; 实验结束自动泄压、点动/一键泄压功能。可进行 10 段梯度蒸馏程序控制, 合成实验层析减压蒸馏时, 对真空度的逐步控制; 常用 40 种实验数据存储, 一键式启动, 快速蒸馏。	32800
	VRT-20	25ml-2000ml	配置: 电动升降主机包、水浴锅各 1 台; 出厂玻璃配置: 立式球磨口三层冷凝管 1 支, 29#/42 加厚旋玻璃转轴 1 根, 试料瓶: 29#/42 茄形瓶 1L*1 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 1L*1 个; 金属防护罩 1 个;		43800
	VRT-30	25ml-3000ml	配置: 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式球磨口冷凝管 1 支, 3L 法兰口圆底瓶*1 个, 29#茄形瓶 1L*1 个, 法兰接口转 29#磨口接口*1 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 2L*1 个; 透明防护罩 1 个。		46800
	VRT-50	25ml-5000ml	配置: 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式球磨口冷凝管 1 支, :F50 法兰口圆底瓶 5L*1 个, 29#茄形瓶 1L*1 个, 法兰接口转 29#磨口接口*1 个, 回收瓶: S35 球磨口 1 个; 透明防护罩 1 个。		49800
	VRT-100	5L-10L	配置: 主机 1 台、悬臂式水浴锅 1 台; 立式一体冷凝管 1 支, 收集瓶 5L*1; φ95 法兰口旋转瓶 10L*1; 透明防护罩 1 个。	7 寸大屏幕彩色触摸屏控制器, 旋转转速: 触摸屏显示 10~130 转/分; 可设置正/反转功能, 间歇性正反转功能(0~60s); 电动悬臂式升降; 安全保护功能: 设备异常、超温预警自动升降主机, 蒸发瓶自动离开浴锅, 待机预警保护; 定时功能 (0~999min): 达到预定时间后设备自动停止工作, 回到待机状态; 设备真空控制: 真空控制范围: 0~-0.1Mpa (0~1013mbar); 精度±1, 可任意控制真空度。实验结束自动泄压、点动/一键泄压功能。可进行 10 段梯度蒸馏程序控制, 合成实验层析减压蒸馏时, 对真空度的逐步控制; 常用 40 种实验数据存储, 一键式启动, 快速蒸馏。	69800
	VRT-200	5L-20L	配置: 主机 1 台、悬臂式水浴锅 1 台; 立式一体冷凝管 1 支, 收集瓶 10L*1; φ125 法兰口旋转瓶 20L*1; 透明防护罩 1 个。		79800
	XDSY-2000A	25ml-2000ml	配置: : 电动升降主机、立式三层球磨口冷凝管、水浴锅各 1 台; 29#/42 磨口一体化转轴*1 根, 试料瓶: 29#/42 茄形瓶 1L*1 个, S35 球磨口收集瓶 1L*1 个。金属防护罩 1 个;		大液晶彩屏显示, 旋转转速: 液晶彩屏显示 0~200~310rpm/min (3L 内旋转瓶可达 310rpm/min); 间歇性的左右旋转, 间歇时间可调 0~60s, 可运用于粉末状样品的干燥处理; 安全性能: 熔断器、感热式干烧防止器, 干烧试料瓶自动升降至最高; 定时功能
XDSY-3000A	25ml-3000ml	配置: 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式冷凝管 1 支, 试料瓶: 3L	标准型 (不含真空控制器) 18800 元		
					控制型 26380

			法兰口圆底瓶*1个, 29#茄形瓶 1L*1个, 法兰接口转 29#磨口接口*1个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 2L*1个。	(0~999min), 达到预定时间后设备自动停止工作;设备异常、超温预警自动升降主机, 仪器自动抬升蒸发瓶, 待机预警保护; 双读数 (Mpa) 和 (mbar) 内置真空控制器: 负压控制范围: (0~ -0.1Mpa) 0~1013mbar.可任意控制真空度; 全封闭加热锅: 调节范围水浴~室温-99℃±0.5℃. 油浴: 室温-210℃ ±2℃; 可选配标准型和真空控制型及加配真空显示表。	标准型 (不含真空控制器) 23380元
	XDSY-5000A	25ml-5000ml	配置: 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式冷凝管 1 支, 试料瓶: F50 法兰口圆底瓶 5L*1 个, 29#茄形瓶 1L *1 个, 法兰接口转 29#磨口接口*1 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 3L*1 个。		控制型 29380
旋转蒸发器油浴系列	xiandesy-2000A	25ml-2000ml	配置: 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式三层球磨口冷凝管 1 支, 29#/42 磨口一体化转轴*1 根, 试料瓶: 29#茄形瓶 1L*1 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 1L*1 个; 金属防护罩 1 个;	大屏幕一体化集成式液晶屏显示, 旋转转速 : 液晶彩屏显示 0~200~310rpm/min(3L 内旋转瓶可达 310rpm/min), 具有正反转功能. 可间断的左右转动, 适用于干燥过程; 安全性能 : 设备异常、超温预警自动升降主机, 仪器自动抬升蒸发瓶, 待机预警保护; 定时功能 (0~999min), 达到预定时间后设备自动停止工作; 直流无刷电机 (运行稳定无发热) 升降: 触摸式+手柄式双按键自动平衡升降 (行程 0-150mm), 下降终点 有固定的 60mm 安全距离, 防止碰撞; 全封闭加热锅: 水油两用浴锅温度室温-210℃; , 蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上, 防止丢失; 可选配标准型和真空控制型及加配真空显示表。	标配 14200
	xiandesy-2000A pro	25ml-2000ml	配置: 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式三层球磨口冷凝管, 29#/42 磨口一体化转轴*1 根, 试料瓶: 29#茄形瓶 1L*1 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 1L*1 个, 金属防护罩 1 个; 玻璃可左右安装。可加装四通瓶价格另算。		真空控制型 17200元
	xiandesy-3000A	25ml-3000ml	配置 : 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式球磨口冷凝管 1 支, 试料瓶: 3L 法兰口圆底瓶*1 个, 29#茄形瓶 1L*1 个, 法兰接口转 29#磨口接口*1 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 2L*1 个。		15600元
	xiandesy-5000A	25ml-5000ml	配置 : 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式球磨口冷凝管 1 支, 试料瓶: F50 法兰口圆底瓶 5L*1 个, 29#茄形瓶 1L *1 个, 法兰接口转 29#磨口接口*1 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 3L*1 个。		真空控制型 18600元
多歧管旋转蒸发器	xiande-2000ADQ	五个头 50ml	配置 : 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式三层球磨口冷凝管 1 支, 29#/42 磨口一体化转轴*1 根, 29#/42 口转多歧管 24#口接口*1 个, 试料瓶: 24#茄形瓶 50ml*5 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 1L*1 个。	大屏幕一体化集成式液晶屏显示, 旋转转速 : 液晶彩屏显示 0~200~310rpm/min(3L 内旋转瓶可达 310rpm/min), 具有正反转功能. 可间断的左右转动, 适用于干燥过程; 安全性能 : 设备异常、超温预警自动升降主机, 仪器自动抬升蒸发瓶, 待机预警保护; 定时功能 (0~999min), 达到预定时间后设备自动停止工作; 直流无刷电机 (运行稳定无发热) 升降: 触摸式+手柄式双按键自动平衡升降 (行程 0-150mm), 下降终点 有固定的 60mm 安全距离, 防止碰撞; 全封闭加热锅: 水浴锅温度室温~99℃; , 蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上, 防止丢失; 可选配标准型和真空控制型及加配真空显示表。	14900
	xiande-3000ADQ	五个头 100ml	配置: 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式冷凝管 1 支, 法兰螺纹接口*1 个, 29#口转 24#口多歧管接口*1 个, 试料瓶: 24#口茄形瓶 100ml*5 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 2L*1 个。		16900
	xiande-5000ADQ	五个头 150ml	配置: 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式冷凝管 1 支, 法兰螺纹接口*1 个, 29#口转 24#口多歧管接口*1 个, 试料瓶: 24#口茄形瓶 150ml*5 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 3L*1 个。		18900
旋转蒸发器	xiande-2000A 可换竖式、斜式冷凝管	25ml-2000ml	配置: 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式三层球磨口冷凝管 1 支, 29#/42 磨口一体化旋转转轴*1 根, 试料瓶: 29#/42 茄形瓶 1L*1 个, 29#转 29#口防溅球 1 个, 回收瓶: S35 球磨口收集瓶 1L*1 个。	大屏幕一体化集成式液晶屏显示, 旋转转速 : 液晶彩屏显示 0~200~310rpm/min (3L 内旋转瓶可达 310rpm/min), 具有正反转功能. 可间断的左右转动, 适用于干燥过程; 安全性能 : 设备异常、超温预警自动升降主机, 仪器自动抬升蒸发瓶, 待机预警保护; 定时功	标配 12900
	xiande-2000A (老款)	25ml-2000ml	配置: 电动升降主机、水浴锅各 1 台; 立式三层球磨口冷凝管 1 支,		真空控制型 15900元
					标准型 11900元

水浴系列			法兰接口转 29#磨口 1 个， 29#转 29#口防溅球 1 个，回收瓶：S35 球磨口收集瓶 1L*1 个。	能（0~999min），达到预定时间后设备自动停止工作； 直流无刷电机（运行稳定无发热）升降；触摸式+手柄式双按键自动平衡升降（行程 0-150mm），下降终点 有固定的 60mm 安全距离，防止碰撞；全封闭加热锅：水油两用浴锅温度室温-99℃；，蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上，防止丢失； 可选配标准型和真空控制型及加配真空显示表；全透明防护罩保温，节能，防爆，防溅，防污染。	控制型 14900 元	
	xiande-3000A	25ml-3000ml	配置：电动升降主机、水浴锅各 1 台；立式球磨口冷凝管 1 支，试料瓶：3L 法兰口圆底瓶*1 个，29#茄形瓶 1L*1 个，法兰接口转 29#磨口接口*1 个，回收瓶：S35 球磨口收集瓶 2L*1 个；透明防护罩 1 个。		标准型 13900	
	xiande-3000B	25ml-3000ml (B/C/D 不建议推荐)	标准口冷凝管		控制型 16900 元	
	xiande-3000C		卧式冷凝管		标配 13100	
	xiande-3000D		阱式冷凝管		12600	
	xiande-5000A	25ml-5000ml	配置：电动升降主机、水浴锅各 1 台；立式球磨口冷凝管 1 支，试料瓶：F50 法兰口圆底瓶 5L*1 个，29#茄形瓶 1L *1 个，法兰接口转 29#磨口接口*1 个，回收瓶：S35 球磨口收集瓶 3L*1 个；透明防护罩 1 个。		12100	标配 15900
	XD-5205(替代老型号 RE-5205)	25ml-5000ml	球磨口冷凝管		电子无极调速 数显转速 0-200 转/分 功率：40W 自动升降 0-150mm ，数显浴锅温度室温-99℃，功率 1.9kw, 配真空显示表,全透明防护罩保温，节能，防爆，防溅，防污染	13200
	XD-52AA 新款	25ml-2000ml	球磨口一体化冷凝管（转速显示）		电子无极调速，0-150 转/分，水浴锅温度，智能数显（室温-99 度）全透明防护罩保温，节能，防爆，防溅，防污染	7200
	XD-52AA(原 RE-52AA)		立式顶抽冷凝管/四通瓶/自动升降/转速显示			6800
	XD-52A 新款		立式球磨口一体化冷凝管、(电动升降)			6600
XD-52A (原 RE-52A) 老款	四通瓶/带冰容器冷凝管/电动升降		6200			
XD-5299 新款	球磨口一体化和分体冷凝管可选/自动升降		6500			
原 RE-5299 老款	有四通瓶/电动升降		6000			
XD-52CS	立式带冰容器冷凝管/手动滑柱升降		4900			
XD-52C	立式带冰容器冷凝管/手动滑柱升降. 无水浴锅		3600			
XD-52CS-1	立式冷凝管		5800			
XD-52CS-2	卧式冷凝管（不建议推荐）		5800			
XD-5203	0.25-3 升	杠杆液压升降，	电子无极调速 0-120 转/分，水浴锅温度，智能数显（室温-99 度） 手柄式液压翘杆升降 130mm	6900		

大型 旋转 蒸发 仪	xiande-5210A	5-10 升	电动升降	大屏幕一体化集成式液晶屏显示，旋钮式编码开关设定，PID 控制，定时功能，超温断电预警功能。温度异常旋转瓶与水浴锅自动分离停机功能，转速 20-130 转/分，自动升降 0-160mm，浴锅温度室温-99℃，配真空显示表，全透明防护罩保温，节能，防爆，防溅，防污染，可连续放料，水温自控，智能数显，功率：4.8KW 内置真空控制器（可选配）	标配 29800 带内置真空控制器 34800 元
	xiande-5220A	5-20 升	电动升降	大屏幕一体化集成式液晶屏显示，旋钮式编码开关设定，PID 控制，定时功能，超温断电预警功能。温度异常旋转瓶与水浴锅自动分离停机功能，转速 20-130 转/分，自动升降 0-190mm，浴锅温度室温-99℃，配真空显示表，全透明防护罩保温，节能，防爆，防溅，防污染，可连续放料，水温自控，智能数显，功率：5.3KW 内置真空控制器（可选配）。	标配 39800 带内置真空控制器 44800 元
	xiande-5250A	5-50L	自动+手动升降	大屏幕一体化集成式液晶屏显示，旋钮式编码开关设定，PID 控制，超温断电预警功能。转速 20-110 转/分，自动+手动升降，0-180mm，可连续放料，水温自控，智能数显，功率：6.3KW.	6300 0
真空 控制 器	xiande. VC-3000 pro	独立控制真空度	设定上下限自动控制真空度	压力测定范围:0~760mmHg、0~1000hPa(mbar) 标准控制:1~760mmHg 1~1000hPa/mbar(定值控制) 控制方式:可随时根据使用者设定的真空值自动控制真空度 控制精度:1~10mbar(自由可调);显示项目:液晶触摸屏、中英文双单位切换;接口口径:Φ8mm,功能:1.可控制真空泵的开启和关闭2.释放真空:一键释放真空.可进行5段梯度程序控制、合成实验层析减压蒸馏时,对真空度的逐步控制。(时间和真空度的编排运作)	14800
	xiande. GMVC-3000pro	真空控制真空泵一体机	设定上下限自动控制真空度	真空泵:最大流量 20L/min,额定电压:110V/220V,频率:50Hz,额定功率:130W,泵头类型:双级气泵,极限真空度 6mbar;真空控制:压力测定范围:0~760mmHg、0~1000hPa(mbar),标准控制:1~760mmHg 1~1000hPa/mbar(定值控制),控制方式:可随时根据使用者设定的真空值自动控制真空度,控制精度:1~10mbar(自由可调),显示项目:液晶触摸屏、中英文双单位切换;接口口径:Φ8mm	24680

溶媒回收装置	xiande. GMVC-3000RM	溶媒回收装置	真空控制器*1, 隔膜真空泵*1, 冷凝管*1, 回收瓶 S35 球磨口 500ml*1, 废气吸附装置*1 套	溶媒回收装置由真空控制器、隔膜真空泵、冷却器、废液回收瓶、废气吸附装置等组合而成。配套的冷却器和活性炭吸附装置设计小巧, 能有效吸收有害气体改善实验环境空气。为了保护隔膜真空泵, 抑制废气泄露, 装备有自循环净化功能。 可以对旋转蒸发仪内部真空度进行控制, 从而提高(例如: 甲叉二氯、苯、三氯乙烷、乙醇)等沸点低试剂的回收率, 也可进行惰性气体的置换对减压浓缩时内部不受氧化和污染。	34680
	xiande. XDPE-1250A 分体式	溶媒回收装置	标配: 特氟隆座架、真空控制器*1, 隔膜真空泵*1, 冷凝管*1, 回收瓶 S35 球磨口 500ml*1, 废气吸附装置*1 套	溶媒回收方式: 冷却器+废气回收瓶 冷却器+空气侧废液回收瓶 压力测定范围: 0-800mmHg (Torr) 0-1066hPa (mbar) 时间设定范围: 定值控制·程序控制·梯度控制·停止控制: 1-999min 排气装置功能: 空排功能+活性炭(选购)	32680

恒温水浴锅, 可做油浴

名称	型号	材质	规格	主要性能	单价(元/台)
B系列恒温水浴锅	B-260	SUS304+特氟龙复合锅	内胆尺寸 26X15CM	温度自动数显功率: 1KW	1480
	B-220		内胆尺寸 22X11.5CM	温度自动数显功率: 1.5KW	1320

自动纯水蒸馏器

名称	型号	规格	主要性能	单价(元/台)
自动纯水蒸馏器	SZ-93	自动双重纯水蒸馏器	3.0kw 石英加热管 1600ml/小时	3400
	SZ-96	自动纯水蒸馏器	1.5kw 石英加热管 1800ml/小时	2600
	SZ-97	自动三重纯水蒸馏器	4.5kw 石英加热管 1500ml/小时	4700

名称	型号	规格	主要性能	单价(元/台)
低温循环装置	XDYQ-3/15	高精度台式低温冷却循环装置	不同制冷温度的制冷量(W) 10℃ 1000W, 0℃ 970, -10℃ 620, -15℃ 510, 制冷机组 功率(W) 686 电流(A) 3.1 制冷剂 R404A 储液槽容积(L) 3 整机尺寸(mm) 420×225×497。	8880

XDYQ-2/20	高精度台式低温冷却循环装置	◆制冷量： 700W (20℃)、460W (0℃)、280W (-10℃)、120W (-20℃) 外形尺寸(长宽高): 445*265*535mm 排水阀： 有 ◆定时功能： 有 ◆有液位显示窗 有 整机功率： 420W	8980
XDYQ-4/20GDW	台式高低温一体机	封闭式循环槽，储液容积 4L。 使用温度范围：-20~100℃。 制冷量 1700W 温控精度 ±0.1℃，温度波动度 ±1℃ 智能全数字系统可修正温度测量值偏差，是数显分辨率达到 0.1℃。 安全装置 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警。 水泵功率 (W) 100W。 压力 (bar) 0-0.2bar。 循环口径 10mm (可变)。 外型尺寸 (mm) 台式： 255* 500*430	13800
XDYQ-5/20	高精度落地式低温冷却循环装置	显示：高精度(LED)液晶显示屏，储液槽容积：5L 低温使用范围：※ -20度 常温 制冷量：550W-1240W 制冷功率：630W 额定电压/频率：220V/50HZ 最大输入电流：2.9A 循环泵流量及扬程：20L/min 6m	8580
XDYQ-5/10	高精度台式低温冷却循环装置	技术参数：显示：高精度(LED)液晶显示屏 储液槽溶剂 5L 低温使用范围：※ -10度，常温 制冷量：450W-1040W，冷媒：R404A 或者乙醇，制冷功率：530W，额定电压/频率：220V/50HZ 最大输入电流：2.9A，循环泵流量及扬程：20L/min / 6m	6900

注：低温循环装置型号较多，需沟通询价

名称	型号	规格	主要性能	单价(元/台)
循环水真空泵	SHZ-III	双表双抽气头	功率:180W 电压:~220v/50Hz 流量 60L/min 杨程 8M 最大真空度 0.098Mpa 单头抽气量 10L/min 抽气头数量: 2 储水箱容积: 15L 材质: 工程塑料外壳、泵壳、叶轮、主管道	1980

	SHZ-95B	单表5抽气头	功率: 370W 电压: ~220v/50Hz 扬程 12M 最大真空度 0.098Mpa 单头抽气量 10L/min 抽气头数量:5 储水箱容积: 57L 材质: 工程塑料外壳 不锈钢泵壳、叶轮、主管道	3380
无油抗腐蚀螺旋真空泵	XDVT0150	减压蒸馏: 通常需要真空度达到小于 1mbar(100Pa)以下, 目前实验室多用旋片真空泵(油泵), 本公司 DVT 系列螺旋真空泵可以完全代替旋片真空泵(油泵), 高真空, 无油运行	功率: 180W, 噪音: 54dB, 抽吸速度: 48.0L/min, 最终压力: < 0.1mbar, 尺寸(宽长高): 210/400/230mm, 干式运行, 高真空可达到 0.1mbar (10Pa) 抽气量大, 泵体无气体泄露, 噪音低, 振动小	32800
防腐隔膜真空泵	XDGM-20	5L 以下旋蒸配用、20L/min	最大流量 20L-30L/min 额定功率 120W 泵头类型 双级气泵 限真空度 8mbar 最大操作压力 1bar 额定电压 110V/220V 频率: 50Hz	8800
	XDGM-20B	带真空表	最大流量 20L/min 额定功率 120W 泵头类型 双级气泵 限真空度 8mbar 最大操作压力 1bar 额定电压 110V/220V 频率: 50Hz	9800
	XDGM-30	5L 以下旋蒸配用、30L/min	最大流量 30L/min 额定功率 120W 泵头类型 双级气泵 限真空度 8mbar 最大操作压力 1bar 额定电压 110V/220V 频率: 50Hz	10800
	XDGM-4C	10L-20L-50l 旋转蒸发仪使用, 下的最大抽速:m3/h 3.0	50/60 Hz 下的最大抽速:m3/h 3.0 50/60 Hz 下的最大抽速 cfm 1.8 极限真空(绝压) mbar/torr 5 / 3.6 泵头数/级数:4 / 3 环境温度范围(操作) ° C 10 - 40 环境温度范围(储存) ° C -10 - 60 最大出气口压力(绝压) bar 1.1 进气口接口 DN 11mm / 1/2 软管接头 出气口接口 DN 11mm / 1/2 软管接头 额定电机功率 kW 0.25 50/60 Hz 下的额定转速可调 10 档	26800
	JD-01A	无油隔膜泵	功率 55W 流量 10L/MIN 真空 -0.08Pa	2680 元